

LAB LADY

S00004-P002



Labo's voor dames met klassieke reverskraag, vooraan gesloten met automatische knopen, afgedekte knopenpad, een opgestikt borstzakje met penhoudercompartiment, twee opgestikte zakken aan de taille, een zakje voor een smartphone, effen carré op de rug, splitje achteraan voor meer draagcomfort, lange mouwen met elastische polsband.

SAMENSTELLING: 50% KATOEN 50% POLYESTER

ASPECT: EFFEN POPELINE

GEWICHT: 175 GR/MQ

MATEN: 36-38-40-42-44-46-48-50-52-54

VERPAKKING: 1/20

HS-CODE: 62114310

MADE IN: PK



KLEUREN

			
WIT 00000	ROOD 03000	JELLY-GROEN 07003	MARINEBLAUW 08007
			
KONINGSBLAUW 09000	ROOKGRIJS 13007	ZWART 14000	



KENMERKEN



WASVOORSCHRIFTEN



CERTIFICATIES



Fiche met betrekking tot de milieu-eigenschappen en -kenmerken van het product

% gerecycled materiaal	-
Recycleerbaarheid	-
Aanwezigheid van kunststoffen microvezels	-
Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen
Geweven stof	PK PAKISTAN
Kleuring	PK PAKISTAN
Confectie	PK PAKISTAN

Fiche met betrekking tot de milieu-eigenschappen en -kenmerken van de verpakking

% gerecycled materiaal	100
Recycleerbaarheid	-
Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen	Bevat geen gevaarlijke stoffen



Workleisure & Professional - Tops

International sizes		XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
IT		38/40	42	44	46	48/50	52/54	56/58
FR - ES		34/36	38	40	42	44/46	48/50	52/54
DE		32/34	36	38	40	42/44	46/48	50/52
UK		6/8	10	12	14	16/18	20/22	24/26
Collar	(G) - cm	37	38	39	40	41	42	43
	(G) - in	14½	15	15½	15¾	16	16½	17
Bust	(A) - cm	80 - 84	86 - 88	90 - 92	94 - 96	99 - 104	107 - 112	115 - 120
	(A) - in	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38	39 - 41	42 - 44	45 - 47
Waist	(B) - cm	62 - 66	68 - 70	72 - 74	76 - 78	81 - 86	89 - 94	97 - 104
	(B) - in	24 - 25	26 - 27	28 - 29	30 - 31	32 - 33	35 - 37	38 - 40
Hips	(C) - cm	88 - 92	94 - 96	98 - 100	102 - 104	107 - 112	115 - 120	123 - 128
	(C) - in	34 - 35	36 - 38	38 - 39	40 - 41	42 - 44	45 - 47	48 - 50
Height	(E) - cm		160/175			168/185		
	(E) - in		63/69			66/73		

cm = centimeters - in = inches

ONTDEK MEER, SCAN HIER

